



Ps™ Sets

Ps™ Instrumentensieb



Ps™ Instrumentensieb



Über uns

PsTwo™

Unkompliziert und sicher

Das PsTwo™ System umfasst ein Set aus Pedikelschrauben, Stäben, Muttern zur Schraube und Instrumenten. PsTwo™ wurde speziell für die temporäre oder permanente Korrektur/Stabilisation der Wirbelsäule zwischen Brustwirbel und Kreuzbein entwickelt und fördert die Konsolidierung bzw. das Zusammenwachsen der Knochen. In Verbindung mit einem lumbalen Cage fängt PsTwo™ die intervertebrale Belastung auf und erleichtert die Osteosynthese.

PsTwo™ ist ein einfaches und sicheres Verfahren für Operationen an der Wirbelsäule. Das Set besteht aus Polyschrauben und Repositionsschrauben.

Apollo Swiss Medical

Qualität muss nicht teuer sein!

Die Apollo Swiss Medical AG entwickelt und vertreibt hochwertige Produkte für die Wirbelsäulenchirurgie. Unsere Medizintechnik-Ingenieure entwickeln am Standort Schweiz bezahlbare Standardprodukte in hoher Qualität. Wir ermöglichen mit unseren Produkten Effizienzsteigerungen bei Implantationen.

Unser Selbstverständnis

Wir sind Partner von Praxen, Therapiezentren, Kliniken und Universitäten: Unsere kompetenten Spezialisten stehen ständig zur Verfügung. Wir bieten hochwertige Produkte, Technik und Dienstleistungen. Wir stehen in ständigem fachlichen Austausch mit Ärzten und Forschern. Ihre Meinung und Erfahrung ist uns wichtig.

Apollo Swiss Medical AG
Wirbelsäulenchirurgie Entwicklung & Vertrieb
Seestrasse 50a
CH-8280 Kreuzlingen

T +41 71 686 89 51
F +41 71 686 89 55

info@apollo-swiss-medical.ch
www.apollo-swiss-medical.ch



Version PS2/01 Stand 7/18



PsTwo™ Wirbelsäulenchirurgie

Pedikelschrauben-System

Schweizer Präzision für höchste Ansprüche



PsTwo™ Implantate

Die PsTwo™ Implantate werden aus einer Titanlegierung in Implantat-Qualität hergestellt (Ti6Al4V ELI).
Alle PsTwo™-Schrauben sind kanüliert, fenestriert und haben ein Doppelgewinde für optimierte Fixation.

PsTwo™ Polyaxialschraube



Durchmesser	Länge	Bestellnummer
5,5 mm	35 mm	PT5535-SET
5,5 mm	40 mm	PT5540-SET
5,5 mm	45 mm	PT5545-SET
5,5 mm	50 mm	PT5550-SET
5,5 mm	55 mm	PT5555-SET
6,5 mm	35 mm	PT6535-SET
6,5 mm	40 mm	PT6540-SET
6,5 mm	45 mm	PT6545-SET
6,5 mm	50 mm	PT6550-SET
6,5 mm	55 mm	PT6555-SET
7,5 mm	40 mm	PT7540-SET
7,5 mm	45 mm	PT7545-SET
7,5 mm	50 mm	PT7550-SET
7,5 mm	55 mm	PT7555-SET
8,5 mm	40 mm	PT8540-SINGLE
8,5 mm	45 mm	PT8545-SINGLE
8,5 mm	50 mm	PT8550-SINGLE
8,5 mm	55 mm	PT8555-SINGLE
8,5 mm	60 mm	PT8560-SINGLE
8,5 mm	70 mm	PT8570-SINGLE
8,5 mm	80 mm	PT8580-SINGLE
8,5 mm	90 mm	PT8590-SINGLE

SET beinhaltet jeweils 2 Polyaxialschrauben und 2 Muttern zur Schraube, steril verpackt.
SINGLE Set beinhaltet jeweils 1 Polyaxialschraube und 1 Mutter zur Schraube, steril verpackt.

PsTwo™ Repositionsschraube




Durchmesser	Länge	Bestellnummer
5,5 mm	30 mm	RT5530-SET
5,5 mm	35 mm	RT5535-SET
5,5 mm	40 mm	RT5540-SET
5,5 mm	45 mm	RT5545-SET
5,5 mm	50 mm	RT5550-SET
6,5 mm	35 mm	RT6535-SET
6,5 mm	40 mm	RT6540-SET
6,5 mm	45 mm	RT6545-SET
6,5 mm	50 mm	RT6550-SET
6,5 mm	55 mm	RT6555-SET
7,5 mm	40 mm	RT7540-SET
7,5 mm	45 mm	RT7545-SET
7,5 mm	50 mm	RT7550-SET
7,5 mm	55 mm	RT7555-SET
8,5 mm	40 mm	RT8540-SINGLE
8,5 mm	45 mm	RT8545-SINGLE
8,5 mm	50 mm	RT8550-SINGLE
8,5 mm	55 mm	RT8555-SINGLE
8,5 mm	60 mm	RT8560-SINGLE
8,5 mm	70 mm	RT8570-SINGLE
8,5 mm	80 mm	RT8580-SINGLE
8,5 mm	90 mm	RT8590-SINGLE

SET beinhaltet jeweils 2 Repositionsschrauben und 2 Muttern zur Schraube, steril verpackt.
SINGLE Set beinhaltet jeweils 1 Repositionsschraube und 1 Mutter zur Schraube, steril verpackt.

PsOne™ Mutter zur Schraube

Bestellnummer

S10-SET



SET beinhaltet jeweils 2 Muttern zur Schraube, steril verpackt.

PsOne™ Stab gerade, steriles SET


Durchmesser	Länge	Bestellnummer
6,0 mm	40 mm	R40-SET
6,0 mm	50 mm	R50-SET
6,0 mm	60 mm	R60-SET
6,0 mm	70 mm	R70-SET
6,0 mm	80 mm	R80-SET
6,0 mm	90 mm	R90-SET
6,0 mm	100 mm	R100-SET
6,0 mm	480 mm	R480*



SET beinhaltet jeweils 2 Stäbe gerade, steril verpackt.
*Stab 480 mm unsteril und einzeln verpackt erhältlich.

PsOne™ Stab gebogen, steriles SET

Durchmesser	Länge	Bestellnummer
6,0 mm	40 mm	R40SC-SET
6,0 mm	50 mm	R50SC-SET
6,0 mm	60 mm	R60SC-SET
6,0 mm	70 mm	R70SC-SET
6,0 mm	80 mm	R80SC-SET
6,0 mm	90 mm	R90SC-SET
6,0 mm	100 mm	R100SC-SET



SET beinhaltet jeweils 2 Stäbe gebogen, steril verpackt.